

## Набор Plasmid Midiprep

Кат.# BC024

Версия 02 от 15 декабря 2017 г.

Набор предназначен для быстрого выделения высокоочищенной плазмидной ДНК из культуры клеток *E.coli*.

Выделение ДНК основано на применении микроцентрифужных колонок с сорбционными стекловолокнистыми мембранами.

Выход плазмидной ДНК зависит от количества копий плазмиды и использованной для культивирования *E.coli* среды.

### Основные свойства

- Емкость колонки до 250 мкг плазмидной ДНК
- Очищенная ДНК пригодна для всех молекулярно-биологических процедур (ПЦР, секвенирование, рестрикция, трансформация, трансфекция и др.)

### Состав набора

Компоненты набора	Кол-во
Спин-колонки	25 шт
РНКаза А (лиофилизированная)	21.5 мг
Ресуспандирующий раствор	130 мл
Лизирующий раствор	130 мл
Нейтрализующий раствор	180 мл
Промывочный раствор (концентрат)	2x43 мл
Элюирующий раствор (5 mM Tris HCl pH 7.5)	30 мл

**Транспортировка:** при комнатной температуре;

**Хранение:** «Ресуспандирующий раствор» после добавления РНКазы А хранить при +4°C; остальные компоненты - при комнатной температуре.

**Срок хранения:** при соблюдении условий хранения и транспортировки 1 год.

## Необходимые материалы

- Центрифужные пробирки объемом 50 мл
- Этиловый спирт (96%)

## Подготовка растворов

- Добавьте по 150 мл этилового спирта (96%) в каждый флакон с концентрированным «Промывочным раствором». Рекомендуется нанести пометки о выполнении операции на крышки флаконов.
- Добавьте к лиофилизированной РНКазе А небольшой объем (примерно 20 мл) «Ресуспенсирующего раствора». Перенесите полученный раствор РНКазы А во флакон с «Ресуспенсирующим раствором».

## Протокол выделения плазмидной ДНК

- ▶ Все центрифугирования проводят в охлаждаемой центрифуге для 50 мл пробирок при  $+4^{\circ}\text{C}$  на скорости 4500-5000 об/мин.
- ▶ Перед началом работы:
  - а. Охладите «Нейтрализующий раствор» на льду;
  - б. Нагрейте «Элюирующий раствор» до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
  1. Перенесите 20-50 мл бактериальной культуры в 50 мл пробирку, осадите клетки центрифугированием в течение 10 минут. Полностью удалите супернатант.
  2. Центрифугируйте пробирку с осадком 30 сек. Удалите остатки супернатанта пипеткой.
  3. Добавьте 4 мл «Ресуспенсирующего раствора» к осадку и тщательно ресуспенсируйте (например, на вортексе).
  4. Добавьте 4 мл «Лизирующего раствора». Осторожно перемешайте содержимое пробирки, переворачивая пробирку до тех пор, пока лизат не станет прозрачным, но не более 4 минут (для предотвращения денатурации плазмидной ДНК).
    - ▶ Не используйте вортекс: быстрое перемешивание приводит к разрыву бактериальной хромосомы и загрязнению препарата плазмиды геномной ДНК.
  5. Добавьте 6 мл предварительно охлажденного «Нейтрализующего раствора», перемешайте содержимое, переворачивая пробирку до образования творожистой взвеси. Инкубируйте 10 минут во льду или при  $+4^{\circ}\text{C}$ .
    - ▶ Не используйте вортекс.

6. Центрифугируйте пробирку в течение 30 мин. Перенесите осветленный супернатант в новую 50 мл пробирку.
7. Центрифугируйте пробирку с супернатантом в течении 20 минут.
8. Поместите спин-колонку в новую 50 мл пробирку.
9. Перенесите 7 мл осветленного бактериального лизата в колонку. Центрифугируйте колонку 1 минуту.
  - ▶ *В процессе центрифугирования плазмидная ДНК сорбируется на силиконовом носителе колонки.*
10. Повторите стадию 9 протокола несколько раз до полного перенесения лизата в колонку.
11. Удалите фильтрат из собирательной пробирки.
12. Добавьте 5 мл «Промывочного раствора» в колонку. Центрифугируйте колонку 30 сек.
13. Добавьте 5 мл «Промывочного раствора» в колонку. Центрифугируйте колонку от 5 до 15 мин, до полного осушения колонки.
14. Поместите колонку в новую 50 мл пробирку.
15. Нанесите на мембрану 500-900 мкл предварительно нагретого до 50°C «Элюирующего раствора». Инкубируйте 1 минуту при комнатной температуре. Центрифугируйте колонку 5 минут для сбора очищенной ДНК.

**Очищенная ДНК пригодна для любых генно-инженерных приложений. Хранить при -20°C.**

## Продукты и услуги компании Евроген

### Молекулярная биология

Наборы для выделения и очистки нуклеиновых кислот **P**»»»

Маркеры длин ДНК **P**»»»

Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ **P**»»»

Приготовление библиотек кДНК **P**»»» **S**»»»

Синтез кДНК и RACE **P**»»» **S**»»»

Клонирование ДНК **P**»»» **S**»»»

Нормализация кДНК **P**»»» **S**»»»

Практикум по геной инженерии **P**»»»

Синтез олигонуклеотидов и зондов **S**»»»

Секвенирование по Сэнгеру **S**»»»

Секвенирование следующего поколения (NGS) **S**»»»

Синтез генов **S**»»»

Сайт-направленный мутагенез **S**»»»

*Техническая поддержка: [customer-support@evrogen.ru](mailto:customer-support@evrogen.ru)*

**P**»»» – ссылка на страницу ПРОДУКТА

**S**»»» – ссылка на страницу УСЛУГИ

### Клеточная биология

Выявление микоплазменной контаминации **P**»»»

Флуоресцентные белки **P**»»»

Генетически-кодируемые сенсоры и фотосенсибилизаторы **P**»»»

Антитела против флуоресцентных белков **P**»»»

Временная трансфекция клеточных линий **S**»»»

Конструирование и сборка лентивирусных частиц **S**»»»

Создание стабильно трансфицированных клеточных линий **S**»»»

*Техническая поддержка: [customer-support@evrogen.ru](mailto:customer-support@evrogen.ru)*

### Молекулярно-генетические исследования

Исследования в области молекулярной онкологии и генетики наследственных заболеваний **S**»»»

*Техническая поддержка: [oncology@evrogen.ru](mailto:oncology@evrogen.ru)*

Евроген

Москва 117997

ул. Миклухо-Маклая 16/10, корп. 70 (Технопарк ИБХ)

Тел.: +7 (495) 988-4083

Факс: +7 (495) 988-4085

[www.evrogen.ru](http://www.evrogen.ru)

[order@evrogen.ru](mailto:order@evrogen.ru)