

## 4X Gel Loading Dye, Blue

Кат. # РВ020

Версия 3 от 18 августа 2023 г.

«4X Gel Loading Dye, Blue» предназначен для нанесения образцов ДНК на агарозный гель. Перед нанесением на гель анализируемые образцы смешиваются с буфером для нанесения в объемном соотношении 3:1.

Присутствие красителей в буфере облегчает нанесение образцов и позволяет в процессе электрофореза следить за миграцией ДНК.

В 1% агарозном геле с 1X ТАЕ буфером электрофоретическая подвижность голубого красителя (ксиленцианол) соответствует фрагментам ДНК размером ~3 000 п.о., синий краситель (бромфеноловый синий) мигрирует с фронтом на уровне фрагментов ~300 п.о.

В 2% агарозном геле красители мигрируют на уровне ~1000 п.о. и ~50 п.о. соответственно.

Только для использования в научно-исследовательских целях.

## Состав

Кат.#	Состав	Количество
PB020	4X Gel Loading Dye, Blue	7.5 мл (5 х 1.5 мл)

## Условия хранения и транспортировки

**Хранение:** -20 °C или +4 °C.

Транспортировка: при комнатной температуре.

Срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий

хранения и транспортировки.

www.evrogen.ru 1

Н	аборы и сервисы Евроген	<ul><li>H – наборы</li><li>C – сервисы</li></ul>
	Выделение и очистка нуклеиновых кислот 🖽	cops.ics.
	Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ 🔢	
	Синтез и амплификация кДНК 🔢 🖸	
	Клонирование ДНК 🔢 🖸	
	Выявление контаминации микоплазмой 🖪	
	Оценка ДНК 🔢	
	Нормализация кДНК 🔢 🖸	
	Практикум по генной инженерии 🔢	
	Генотипирование Ш	
	Синтез олигонуклеотидов и зондов 🖸	
	Секвенирование по Сэнгеру	
	Синтез генов 🖸	
	Сайт-направленный мутагенез 🖸	
	Синтез органических соединений 🚨	

Консультация по продуктам: support@evrogen.ru

Подробную информацию о наших продуктах и сервисах можно получить на сайте www.evrogen.ru

3AO Евроген Москва 117997 ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15 Тел.: +7 (495) 784-7084 order@evrogen.ru www.evrogen.ru