


ЮЕ азид, 6-изомер

Кат. ## CH008S, CH008M, CH008L

Версия 1 от 12 апреля 2022 г.



Флуоресцентный краситель метокси-хлор-флуоресцеин (иначе ЮЕ), содержащий азидную группу. Чистый 6-изомер. Предназначен для модификации с помощью click-реакций. Эмиссия в желтой области спектра.

Состав	Кат. #	Количество
ЮЕ азид, 6-изомер	CH008S	5 мг
	CH008M	25 мг
	CH008L	100 мг

Хранение: –20 °С в темноте и в плотно закрытой таре.





Транспортировка: при комнатной температуре.





Срок годности: 24 месяца с даты поставки при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Основные свойства

Вид продукта:	Кристаллическое вещество от оранжевого до коричневого цвета.
Растворимость:	Хорошо растворим в диметилсульфоксиде, диметилформамиде и других полярных растворителях.
Молекулярная масса:	587.36
CAS-номер:	—
Брутто-формула:	$C_{26}H_{20}Cl_2N_4O_8$
Название IUPAC:	N-(3-azidopropyl)-4',5'-dichloro-3',6'-dihydroxy-2',7'-dimethoxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxamide
Контроль качества:	ЯМР 1H , ВЭЖХ (95%)







Наборы и сервисы Евроген

    – ссылка на страницу НАБОРА





Выделение и очистка нуклеиновых кислот    





Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ    




Синтез и амплификация кДНК      

Клонирование ДНК      

Выявление контаминации микоплазмой    




Оценка ДНК    

Нормализация кДНК      

Практикум по геной инженерии    

Генотипирование    

Синтез олигонуклеотидов и зондов   

Секвенирование по Сэнгеру   

NGS секвенирование   

Синтез генов   

Сайт-направленный мутагенез   

Синтез органических соединений   

Консультация по продуктам: support@evrogen.ru

Подробную информацию о наших наборах и сервисах
можно получить на сайте www.evrogen.ru

ЗАО Евроген
Москва 117997
ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15
Тел.: +7 (495) 784-7084
order@evrogen.ru
www.evrogen.ru