

T3 Promoter, T7 Promoter (T7uni) и T7 Terminal праймеры

Кат. ## PP005, PP006, PP007

Версия 1 от 22 мая 2024 г.

T3 Promoter и T7 Promoter — стандартные праймеры комплементарны промотору РНК-полимеразы T3 или T7 бактериофага соответственно. Старт транскрипции начинается с подчеркнутого G.

T7 Terminal — стандартный праймер комплементарен терминатору транскрипции T7 бактериофага.

Нуклеотидные последовательности:

T3 Promoter: 5'-GCA ATT AAC CCT CAC TAA AGG-3'

T7 Promoter (T7uni): 5'-TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG-3'

T7 Terminal: 5'-GCT AGT TAT TGC TCA GCG G-3'

Только для использования в научно-исследовательских целях.

Состав

Кат.#	Состав	Количество
PP005	T3 Promoter primer (10 µM)	400 мкл, 4 нмоль
PP006	T7 Promoter (T7uni) primer (10 µM)	400 мкл, 4 нмоль
PP007	T7 Terminal primer (10 µM)	400 мкл, 4 нмоль





Условия хранения и транспортировки





Хранение: –20 °С.

Транспортировка: при комнатной температуре.

Срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хранения и транспортировки.









Наборы и сервисы Евроген

    – ссылка на страницу НАБОРА





Выделение и очистка нуклеиновых кислот    









Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ    



Синтез и амплификация кДНК       

Клонирование ДНК        

Выявление контаминации микоплазмой    





Оценка ДНК    

Нормализация кДНК        

Практикум по геной инженерии    

Генотипирование    

Синтез олигонуклеотидов и зондов    

Секвенирование по Сэнгеру    

Синтез генов    

Сайт-направленный мутагенез    

Консультация по продуктам: support@evrogen.ru

Подробную информацию о наших наборах и сервисах
можно получить на сайте www.evrogen.ru

ЗАО Евроген
Москва 117997
ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15
Тел.: +7 (495) 784-7084
order@evrogen.ru
www.evrogen.ru