

## Пестики для гомогенизации

Кат. ## RM001T, RM001S

Версия 1 от 3 марта 2026 г.

Пестики для гомогенизации предназначены для измельчения биоматериала в микроцентрифужных пробирках типа Eppendorf объемом 1.5–2.0 мл. Подходят для совместного использования с наборами реагентов ExtractDNA Blood & Cells (кат. ## BC111T/M, Евроген), ExtractDNA Plant (кат. ## BC029S/L, Евроген), ExtractRNA Plant (кат. ## BC030S/L, Евроген), IntactRNA (кат. #BC031, Евроген), ExtractRNA (кат. #BC032, Евроген), RNA Solo (кат. ## BC034T/S, Евроген).

### Состав

Кат.#	Состав	Количество
RM001T	Пестики для гомогенизации	10 шт.
RM001S		50 шт. (5 x 10 шт.)

### Условия хранения и транспортировки

**Хранение и транспортировка:** при комнатной температуре.

**Срок годности:** не ограничен.

## Наборы и сервисы Евроген

 – ссылка на страницу НАБОРА

Выделение и очистка нуклеиновых кислот 

Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ 

Синтез и амплификация кДНК 

Клонирование ДНК  

Выявление контаминации микоплазмой 

Оценка ДНК 

Нормализация кДНК 

Практикум по геной инженерии 

Генотипирование 

Синтез олигонуклеотидов и зондов 

Секвенирование по Сэнгеру 

Синтез генов 

Сайт-направленный мутагенез 

 – ссылка на страницу СЕРВИСА

Консультация по продуктам: [support@evrogen.ru](mailto:support@evrogen.ru)

Подробную информацию о наших наборах и сервисах можно получить на сайте [www.evrogen.ru](http://www.evrogen.ru)

ЗАО Евроген  
Москва 117997  
ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15  
Тел.: +7 (495) 784-7084  
[order@evrogen.ru](mailto:order@evrogen.ru)  
[www.evrogen.ru](http://www.evrogen.ru)