

5X буфер для синтеза первой цепи кДНК

Кат. # SB003

Версия 02 от 17 мая 2022 г.

Кат. #	Состав	Количество
SB003	5X First strand buffer	1.8 мл

Хранение: -20 °С.





Транспортировка: при комнатной температуре.





Срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Состав: 280 мМ Трис-НСl, рН 8.7, 375 мМ КСl, 30 мМ MgCl₂.

5X буфер для синтеза первой цепи кДНК оптимизирован для использования с MMLV ревертазой (кат.## SK022S, SK022L, SK021) и Mint ревертазой (кат.## SK001, SK003, SK005).







Наборы и сервисы Евроген

    – ссылка на страницу НАБОРА





Выделение и очистка нуклеиновых кислот    




Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ    



Синтез и амплификация кДНК      

Клонирование ДНК      

Выявление контаминации микоплазмой    




Оценка ДНК    

Нормализация кДНК      

Практикум по геной инженерии    

Генотипирование    

Синтез олигонуклеотидов и зондов   

Секвенирование по Сэнгеру   

NGS секвенирование   

Синтез генов   

Сайт-направленный мутагенез   

Синтез органических соединений   

Консультация по продуктам: support@evrogen.ru

Подробную информацию о наших наборах и сервисах
можно получить на сайте www.evrogen.ru

ЗАО Евроген
Москва 117997
ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15
Тел.: +7 (495) 784-7084
order@evrogen.ru
www.evrogen.ru