

10X Taq Turbo buffer

Кат. # PB001

Версия 2 от 21 июля 2022 г.

Кат. #	Состав	Количество
PB001	10X Taq Turbo buffer	5 x 1.5 мл

Хранение: –20 °С.

Транспортировка: при комнатной температуре.





Срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хранения и транспортировки.





10X Taq Turbo буфер для Taq и HS Taq ДНК полимераз (кат. ## PK113S/L, PK014, PK017S/L/H, PK018) подходит для использования в большинстве приложений ПЦР, включая ПЦР в режиме реального времени с интеркалирующими красителями SYBR Green I или Eva Green, а также ПЦР с любыми флуоресцентными зондами. Благодаря усовершенствованному составу 10X Taq Turbo буфер обеспечивает значительно более высокую эффективность ПЦР, чем большинство стандартных буферов для Taq ДНК полимераз.

Концентрация Mg^{2+} в 10X буфере — 25 мМ.

При 25 °С буфер имеет pH=8.3.









Наборы и сервисы Евроген

    – ссылка на страницу НАБОРА





Выделение и очистка нуклеиновых кислот    





Реактивы для ПЦР и ПЦР-РВ    



Синтез и амплификация кДНК       

Клонирование ДНК        

Выявление контаминации микоплазмой    





Оценка ДНК    

Нормализация кДНК        

Практикум по геной инженерии    

Генотипирование    

Синтез олигонуклеотидов и зондов    

Секвенирование по Сэнгеру    

NGS секвенирование    

Синтез генов    

Сайт-направленный мутагенез    

Синтез органических соединений    

Консультация по продуктам: support@evrogen.ru

Подробную информацию о наших наборах и сервисах
можно получить на сайте www.evrogen.ru

ЗАО Евроген
Москва 117997
ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15
Тел.: +7 (495) 784-7084
order@evrogen.ru
www.evrogen.ru